

System porodowy MULTITRAC




Opis produktu

Główne cechy:

- **Modułowość** pozwala na dostosowanie systemu porodowego pod konkretne miejsce lub pacjentkę. W każdym momencie można dokupić lub wymienić określony element, dołożyć lub odjąć.
- **Do każdej sali porodowej** – przy systemie porodowym Multitrac nie ma potrzeby instalowania dodatkowych konstrukcji sufitowych, jest samowystarczalny.
- **Małe wymagania przestrzenne.**
- **Mobilność** - system porodowy Multitrac wyposażony jest w kółka, co pozwala na szybkie i wygodne przemieszczanie.
- **Bezpieczeństwo i stabilność** podczas porodu w każdej pozycji.
- **Wszechstronność** - możliwość przyjmowania różnych pozycji przedporodowych i porodowych przez pacjentkę.
- System porodowy Multitrac jest **łatwy do czyszczenia** dzięki gładkim powierzchniom i odpornej na środki dezynfekcyjnej powierzchni.
- Najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny.

Przykładowa konfiguracja systemu porodowego Multitrac:



Elementy składowe systemu:

1. Multitrac - siedzisko z oparciem dla partnera wyposażone w płytę dolną z kółkami i ramię na chustę. Chusta w zestawie.

	
2. Chusta do porodu Sidy - 100% bawełna organiczna, barwniki nie zawierają metali ciężkich, przyjazna dla skóry	
OPCJE	
3. Piłka porodowa Pelviball o średnicy 55 lub 65cm, opcjonalnie wyposażona w pokrowiec	
4. Mata podłogowa z imitacji skóry	
5. Mata okrągła 45 cm - wkładka	
6. Dullstein - krzesło porodowe (z matą lub bez)	
8. Odejmovane krzesło porodowe	

Możliwości konfiguracji:



Parametry techniczne:

Wymiary
 Waga
 Maks. obciążenie
 Rama
 Tapicerka
 Chusta

długość: 1130mm, szerokość: 600mm, wysokość: 2190mm
 70kg
 135 kg
 jasny szary RAL 7035
 imitacja skóry, kolory standardowe: apricot, blau, mais
 100% bawełna, długość: 5200mm szerokość: 600mm, kolor:
 wg wzornika

Kolory tapicerki:



apricot




blau




mais

Wzory chusty do porodu:

Standard colours slings




ftti-230



ftti-215



ftti-217



ftti-218



ftti-200



ftta-858




fttr-447



ftta-872



ftta-883



ftti-975