



Szafa lekarska SML 104

Opis produktu

Drzwi metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego.

Uchwyt drzwiowy posiada zamek cylindryczny.

Szafa lekarska **Sml 104** posiada w dolnej części samodzielną komorę ze szklaną półką, w górnej – szklane półki.

Szafa wyposażona jest w antystatyczne kółka skrętne, w tym dwa z hamulcami.

Wymiary: 1890 x 800 x 435 mm

Waga: 88 kg
