



Szafa lekarska SML 105

Opis produktu

Drzwi metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego. Boki szafy przeszklone.

Szklane półki przestawne co 25 mm.

Uchwyt drzwiowy posiada zamek cylindryczny. Szafa lekarska **Sml 105** posiada 4 szklane półki.

Szafa wyposażona jest w antystatyczne kółka skrętne, w tym dwa z hamulcami.

Wymiary: 1890 x 800 x 435 mm

Waga: 66 kg
