

Szyna CPM OrtoFlex L2



Opis produktu

Mając na celu Państwa dobro pragniemy zaoferować nowy model szyny CPM do rehabilitacji stawu kolanowego oraz biodrowego model **OrtoFlex L2** firmy GOOD MEDICA Sp. z o.o.

Rehabilitacja przy pomocy szyny CPM stanowi doskonałe uzupełnienie procesu usprawniania w warunkach szpitalnych, jak również w trakcie samodzielnej rehabilitacji w warunkach domowych.

Specyfikacja urządzenia:

- Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego (CPM Continuous Passive Motion),
- Szyna wyposażona w dwa ekrany dotykowe o przekątnej 5,5 cala i dużej rozdzielczości, pozwalające na wygodne sterowanie funkcjami szyny. Ekran główny działa niezależnie, umożliwiając sterowanie urządzeniem bez pilota.
- Gwarancja 24 miesiące, z możliwością przedłużenia do 48 miesięcy

Parametry urządzenia:

- Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od -5° do 120°
- Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 25° do 100°
- Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od 0° do 40°
- Zakres ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm
- Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm
- Zasilanie 100-240V/ 50/60 Hz

Wymiary:

- Długość: 95 cm
 - Szerokość: 32 cm
 - Wysokość: 36 cm – 45 cm
 - Ciężar: 8,8 kg
-