

Terapia IHHT CELLIT



Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

Jak to działa?

Terapia IHHT to kontrolowana naprzemienna hipoksja (niedotlenienie) organizmu, wywołująca korzystny wpływ na organizm człowieka.

Interwałowe cykle oddechowe o obniżonej i normalnej zawartości tlenu to potężny trening dla ciała ludzkiego. Podobnie jak w przypadku treningu wytrzymałościowego lub mięśni, każda komórka reaguje na zmniejszoną ilość tlenu, usprawniając procesy w celu poprawy przyszłej wydajności.

Używając maski oddechowej, pacjent przez kilka minut wdycha powietrze o obniżonej zawartości tlenu. Powoduje to stopniowe obniżenie zawartość tlenu we krwi do określonego zakresu niedotlenienia. Następnie w dostarczonym powietrzu wzrasta zawartość tlenu, umożliwiając powrót nasycenia krwi tlenem do normalnego poziomu.

Optymalna sesja terapeutyczna to 4-5 cykli w ciągu 30-40 minut.

Dla kogo?

Hipoksyterapia z wykorzystaniem urządzenia Cellit to nowoczesna technologia przeznaczona dla każdego. Terapia IHT oferuje uniwersalną możliwość poprawienia stanu zdrowia i zwiększenie vitalności każdego pacjenta.

- pozwala odkryć maksymalny potencjał każdego organizmu
- podnosi poziom sprawności fizycznej

Sportowcy

Do przygotowania do zawodów sportowych, regeneracji po treningu lub po kontuzjach.

Hotele, ośrodki SPA i fitness

Już po jednej sesji treningowej większość użytkowników czuje się zrelaksowana i odświeżona.

Prywatnie do domu

Prosta obsługa i zaawansowane systemy bezpieczeństwa sprawiają, że każdy pacjent trening IHT może wykonywać w dowolnym momencie w zaciszu swojego domu.

Cellit - urządzenie do hipoksyterapii - najważniejsze cechy :

- Naprzemienna hipoksja (IHT).
- Monitorowanie tętna i SpO2.
- Pamięć dla 6 użytkowników.
- 3 standardowe programy treningowe i możliwość tworzenia własnych.
- 10 miejsc w pamięci dla indywidualnych programów treningowych.
- Optymalna izolacja akustyczna.
- Czas pracy do 90 minut.
- Maksymalne bezpieczeństwo gwarantują zdefiniowane limity bezpieczeństwa i alarm dźwiękowy.
- Możliwość spersonalizowania obudowy poprzez dobór materiałów i kolorów dopasowanych do Twojego wnętrza.

Parametry techniczne:

Poziom tlenu w podawanym powietrzu	
Hipoksja	10-16%
Hiperoksja	34% +/-2%
Normoksja	25%
Czas sesji	90 min
Pomiar SpO2	1-100%
Pomiar tętna	25-240 uderzeń / min.
Limity bezpieczeństwa	
Cellit Standard *	SpO2: 79%, O2: 10%
Cellit Expert *	SpO2: 74%, O2: 9%
Parametry urządzenia	
Waga	ok. 40kg
Wymiary	350 x 350 x 735 mm
Wyświetlacz	kolorowy ekran dotykowy 7", 600 x 800 pikseli

* **Cellit Standard** - wersja urządzenia dla każdego użytkownika

* **Cellit Expert** - wersja dla sportowców