

Tor do nauki chodzenia T/U



Opis produktu

Tor do nauki chodzenia z przeszkodami **T/U** do rehabilitacji po urazach kończyn lub dłuższej chorobie.

Wykonany ze sklejki – elementy konstrukcyjne i poręcze ze stali. Przeznaczenie – rehabilitacja po urazach kończyn lub dłuższej chorobie. Wyposażenie toru oraz zakresy regulacji dają wiele możliwości terapii.

Wymiary:

- długość: 3000 mm
- rozstaw między poręczami: 350 ÷ 700/600 mm
- szerokość: 960 mm
- wysokość poręczy: 630 ÷ 1150 mm
- maksymalne obciążenie: 150 kg