

Turbina jednorazowego użytku z ustnikiem FLOWMIR 60szt.



Opis produktu

Jednorazowe turbiny do spirometrów MIR FlowMIR to gwarancja higieny i bezpieczeństwa w Twoim gabinecie.

- wysoka precyzja
- łatwe do wymiany
- ekonomiczne
- fabrycznie kalibrowane
- gwarantowana higieniczność dzięki indywidualnemu opakowaniu każdej turbiny

Turbiny do spirometru FlowMIR - najważniejsze cechy:

WYGODNE OPAKOWANIE

Jednorazowe turbiny zapakowane są w kartonowe opakowanie zbiorcze zawierające 60szt. Takie opakowanie zapewnia wygodę przechowywania i przenoszenia.

PAKOWANE POJEDYNCZO

Każda turbina jednorazowa FlowMIR zapakowana jest indywidualnie w plastikową torebkę, co gwarantuje jej aseptyczność.

Z USTNIKIEM

Każda pojedyncza turbina do spirometru FlowMIR wyposażona jest w już umieszczony w niej papierowy ustnik.

NIE WYMAGANA STERYLIZACJA

Higienicznie zapakowane w czystym środowisku turbiny do spirometrów eliminują dodatkowe koszty i czas poświęcany na sterylizację.

NIE WYMAGANA KALIBRACJA

Jednorazowa turbina FlowMIR jest fabrycznie kalibrowana, co zapewnia precyzyjność badania. Nie ponosimy dodatkowych kosztów na sprzęt do kalibracji oraz oszczędzamy czas.

BRAK RYZYKA ZAKAŻENIA KRZYŻOWEGO

Turbina jest całkowicie odizolowana - nie ma kontaktu czujnika urządzenia z zanieczyszczeniami.

NIE WYMAGANY FILTR

Sterylna jednorazowa turbina do spirometru jest tańsza w eksploatacji niż turbiny wymagające filtra i mniej uciążliwa (brak oporu podczas manewrów testowych).

BRAK KONDENSACJI PARY

Kondensacja pary wpływa na wiele innych czujników, powodując opór, który ma wpływ na pomiar.

NIEZALEŻNA OD WARUNKÓW OTOCZENIA

Turbina do spirometru FlowMIR, w przeciwieństwie do innych typów czujników, nie jest zależna od otoczenia i nie wymagane jest wprowadzanie temperatury, ciśnienia, wilgotności, czy lepkości.