

Urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu Ergo Trainer



Opis produktu

Urządzenia do ćwiczeń w odciążeniu najczęściej używa się w połączeniu z bieżnią.

Ergo Trainer stanowi ono efektywną pomoc przy rehabilitacji i fizjoterapii. Produkt został zaprojektowany we współpracy z europejskim centrum neurologii, którego badania wykazują, że intensywne ćwiczenia na bieżni w połączeniu z odciążeniem i treningiem siłowym przynoszą w efekcie szybszy powrót do zdrowia pacjentów cierpiących na porażenie połowicze lub niedowład mięśni jednej połowy ciała.

Urządzenie do odciążenia wagi pomaga przy ćwiczeniu chodzenia, wstawania z pozycji siedzącej lub jako pomoc przy podnoszeniu.

Zalety:

- Może być używany z wszechstronnymi modelami uprząży do chodzenia i podwieszek .
- Udźwig do 200 kg.
- Nowoczesny i prosty design.
- Łatwy i bezpieczny w użytkowaniu.

Parametry techniczne:

- Udźwig: 200 kg
- Długość pasa podnoszącego: 2200 mm
- Zalecana wysokość sufitu: min. 3 m