

Urządzenie do masażu Aquavibron



Opis produktu

Aquavibron to urządzenie do masażu leczniczego, w którym wykorzystywanym źródłem energii jest woda wodociągowa pod normalnym ciśnieniem.

Istotną zaletą aparatu jest możliwość wykonywania masażu zarówno w wodzie, jak i na sucho. Masaż odbywa się poprzez 10 różnych membran masujących wykonanych ze specjalnej gumy. Wykorzystuje się w nim drgania gumowej membrany spowodowane przepływającą pod normalnym ciśnieniem wodą. Efektem takiego masażu jest regeneracja tkanki, wzrost sprężystości mięśni, poprawa ruchliwości stawów.

Główne zastosowanie: schorzenia neurologiczne, reumatologiczne, stany pourazowe, schorzenia laryngologiczne, dermatologiczne, urologiczne, układu krążenia, przewodu pokarmowego, układu oddechowego, zaburzenia przemiany materii, schorzenia stomatologiczne, rehabilitacja po mastektomii.

Dane techniczne:

- ciężar 0,4 kg
- długość węży przy aparacie: 1,5 m
- aparat może być instalowany do kranów o różnych kształtach i wymiarach o średnicy od 12 do 45 mm
- aparat może pracować dowolnie długo bez konieczności stosowania przerw
- częstotliwość drgań membrany, od bardzo delikatnych do bardzo silnych, można regulować kranem wodociągowym
- regulując ilość wody przepływającej do głowicy
- zużycie wody: 1-5 l/min, w zależności od intensywności drgań
- energia napędowa pod normalnym ciśnieniem użytkowym od 1 atmosfery wzwyż

W wyposażeniu:

- głowica wibracyjna
- dwa węże
- tulejka z rozdzielaczem
- 10 membran gumowych (1 – płaska z krążkiem, 2 – płaska z kolcami, 3 – jednokulkowa, 4 – w kształcie smoczka, 5 – grzebień dwurzędowy, 6 – grzybek, 7 – z gąbką, 8 – grzebień trzyczęściowy, 9 – pięciokulkowa, 10 – stożkowa do akupresury)