



VideoOtoskop I01 Elite

Opis produktu

Videootoskop I01 Elite SyncVision to urządzenie do łatwej diagnostyki otoskopowej z bardzo ostrym obrazem z dużą głębią ostrości w kolorach naturalnych. Elementy optyczne nie generują ciepła co zapewnia bardzo wysoki komfort badania dla pacjenta. Funkcja bezprzewodowej transmisji obrazu pozwala na oglądanie badania na żywo na ekranie komputera lub tabletu.

Do videootoskopu I01 są kompatybilne jednorazowe wzierniki do otoskopu marek HEINE, LUXAMED, KAWA i Riester *. Urządzenie jest wspierane **bezpłatnym oprogramowaniem** dla Windows i Android.

Parametry:

- transmisja obrazu w trybie Full HD
- format zapisu plików: JPEG, MP4
- Standard komunikacji do przesyłania obrazu do komputera - WiFi (standard 802.11)
- Ładowalny akumulator 3.7V/ 2600mAh / 6 godzin pracy po naładowaniu (możliwość pracy podczas ładowania)
- Ładowanie videootoskopu dowolną ładowarką USB poprzez gniazdo USB typ C
- Wymiary: 43x30x175 mm
- Waga: 140g.

W zestawie:

- Videootoskop I01 SyncVision
- Walizka przenośna do urządzenia
- stacja do ładowania do videootoskopu I01
- przewód zasilania USB typ C (ładowarka USB jest w komplecie)
- karta pamięci microSD.

* -wzierniki jednorazowe uszne o rozmiarze 4,0mm powyższych marek są całkowicie kompatybilne, przy zastosowaniu wzierników o rozmiarze 2,5mm ogranicza powierzchnię diagnostyczną. Z racji kształtu kocówki otoskopu można go używać bez wzierników otoskopowych czyszczenie tylko za pomocą wilgotnego gazika z 70% - 75% roztworem alkoholu izopropylowego lub etylowego, nie zamaczać.