



Waga dla pacjentów na wózkach inwalidzkich SECA 677

Opis produktu

Stabilna, funkcjonalna i mobilna: seca 677 jest wagą uniwersalną dzięki obszernej platformie i stabilnej poręczy.

Pacjentów można ważyć w pozycji siedzącej na krześle lub na wózku inwalidzkim. Poręcz stanowi cenne oparcie dla osób wątpliwych lub z ograniczeniem ruchowym. Duża nośność seca 677 sprawia, iż jest ona idealna do ważenia bardzo ciężkich osób. Po użytku wystarczy parę ruchów, aby złożyć wagę i tym samym zaoszczędzić miejsce do przechowywania. Również taka pozycja jest bezpieczna dzięki mocnej blokadzie między poręczą a platformą. Złożona poręcz służy jako uchwyt – wagę daje się wygodnie przemieszczać na kółkach transportowych. Ważenie jest proste i przyjazne dla użytkownika dzięki czytelnemu, intuicyjnie obsługiwanemu wyświetlaczowi znajdującemu się na wysokości biodra oraz szczególnie dzięki dodatkowym funkcjom TARA, HOLD i BMI.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------|---|
| Klasa dokładności: | III (3) |
| Nośność: | 300 kg |
| Podziałka (g): | 100 g 200 g |
| Zasilanie: | Zasilacz |
| pomiar (szer.xwys.xgł.): | 920 x 1120 x 1150 mm |
| Waga netto: | 38 kg |
| Funkcje: | resetowanie, automatyczne wyłączenie, amortyzacja, rolki transportowe, TARA, ochrona przed przeciążeniem, SEND, Auto-SEND, interfejs bezprzewodowy, PRINT, Auto-Print, HOLD, Auto-HOLD, Auto-CLEAR, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, BMI, Pre-TARA |
| CE: | CE 0109, 0123 |