

Waga do 300kg SECA 635



Opis produktu

Otyłość jest najszybciej rozwijającym się problemem zdrowotnym na świecie.

Ta zasilana bateryjnie waga cyfrowa została opracowana specjalnie do ważenia otyłych pacjentów, z zakresem ważenia do 300 kg i obszerną platformą antypoślizgową 60 x 60 cm, umieszczoną na wysokości zaledwie 4,5 cm. Na wadze można również korzystać z krzesła, co nie ma wpływu na wynik pomiaru, dzięki funkcji pre-TARA. Wyświetlacz przewodowy z czytelnym ekranem LCD można trzymać w dłoni, zamontować na ścianie lub ustawić na biurku. Dzięki funkcji HOLD, 100-gramowa podziałka pomaga zarejestrować najmniejsze wahania wagi, nawet po zejściu pacjenta z urządzenia. Zintegrowana funkcja Body Mass Index (BMI) podkreśla wielofunkcyjność tej wyjątkowej wagi.

Dane techniczne

Klasa dokładności:	III (3)
Nośność:	300 kg
Podziałka (g):	100 g 200 g
Zasilanie:	baterie, Zasilacz
pomiar (szer.xwys.xgł.):	640 x 55 x 600 mm
Waga netto:	14,4 kg
Funkcje:	resetowanie, automatyczne wyłączanie, amortyzacja, rolki transportowe, TARA, ochrona przed przeciążeniem, SEND, Auto-SEND, interfejs bezprzewodowy, PRINT, Auto-Print, HOLD, Auto-HOLD, Auto-CLEAR, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, BMI, Pre-TARA
CE:	CE 0109, 0123