



Waga kolumnowa ze wzrostomierzem SECA 704 S

Opis produktu

Od dzieci po otyłych pacjentów – nowa seca 704 s ze zintegrowanym stadiometrem jest wszechstronnym urządzeniem. Szczególnie, jeżeli należy na raz zważyć pacjenta, zmierzyć jego wzrost i obliczyć jego BMI. Wszystko to, co waga seca 704 s może zważyć, zmierzyć i obliczyć, przesyłane jest oszczędzając czas, dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu danych seca 360° wireless do programu seca emr flash 101 lub seca analytics 115 na Twój komputer lub na drukarkę 360° wireless advanced seca 466 oraz drukarkę 360° wireless seca 465.

- Zdolna do pracy w sieci dzięki technologii bezprzewodowej transmisji danych seca 360° wireless.
- Precyzyjna, bardzo wytrzymała technologia ważenia seca do 300 kg.
- Podziałka 50 g 100 g.
- BMI, TARE, Auto-HOLD, Funkcja matka/ dziecko, regulowana amortyzacja.
- Łącznie ze wzrostomierzem z 1mm-podziałką i zakresem pomiaru do 230 cm.

Dane techniczne

Klasa dokładności:	III (3)
Nośność:	300 kg
Podziałka (g):	50 g 100 g
Zakres pomiaru w cm:	7 - 230 cm
Zasilanie:	baterie, Zasilacz
Waga netto:	17.6 kg
Funkcje:	automatyczne wyłączenie, amortyzacja, TARA, SEND, PRINT, HOLD, Auto-HOLD, funkcja matka/dziecko, Auto-CLEAR, BMI, Pre-TARA