



Waga kolumnowa ze wzrostomierzem SECA 711

Opis produktu

Mechaniczna waga kolumnowa z przesuwными odważnikami na wysokości wzroku

Dodatkowy komfort użytkowania zapewniają płaska, duża i niewysoko osadzona platforma oraz wskaźnik umieszczony na wysokości wzroku. Dwustronna skala daje się odczytać zarówno przez personel medyczny, jak i pacjenta. Budowa z wysokiej jakości materiałów (żeliwna podstawa, stalowa kolumna) gwarantują wytrzymałość przy intensywnym użytkowaniu oraz długowieczność. Waga może zostać wyposażona w opcjonalny wzrostomierz Seca 220.

Dane techniczne:

- Nośność: 220 kg
- Podziałka: 100 g
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 520 x 1.556 x 520 mm
- Wymiary platformy (szer. x wys. x gł.): 335 x 80 x 345 mm
- Waga własna: 21,7 kg
- Funkcje: ustawienie punktu zerowego
- Opcjonalnie: wzrostomierz Seca 220