

Waga krzesłkowa SECA 956



Opis produktu

Z nośnością do 200 kg oraz 100-gramową podziałką, Seca 956 wypełnia wszystkie standardy medyczne.

Waga ta posiada typowe wyposażenie seca: składane podłokietniki i podnóżki, bezpieczne hamulce kółek, ergonomicznie wyprofilowane siedzisko oraz płynnie poruszające się rolki, które wraz z ergonomicznie uformowanym uchwytem pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie wagi. Seca 956 jest wyposażona w ważną funkcję TARA, dzięki której ustalana może być masa każdego nowo dodanego przedmiotu.

Funkcja HOLD służy do zamrażania wartości wyświetlacza.

Dane techniczne:

- Nośność: 200 kg
- Podziałka: 100 g
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 563 x 906 x 946 mm
- Waga własna: 22,4 kg
- Zasilanie: Baterie
- Funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie