

Waga niemowlęca SECA 834



Opis produktu

Elektroniczna waga niemowlęca ze zdejmowaną szalką

Szalka pomiarowa i podstawa służąca jako waga podłogowa są ze sobą stabilnie połączone, zapewniając bezpieczne ważenie niemowląt.

Waga posiada funkcję Breast Milk Intake, która umożliwia określenie ilości mleka spożytego przez niemowlę podczas karmienia piersią. Waga ta jest solidna, ale lekka i łatwa do transportu. Intuicyjne przyciski i funkcje wagi są niezwykle proste w obsłudze.

Dane techniczne:

- Nośność: 20 kg
- Podziałka: 10 g 20 g
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 552 x 156 x 332 mm
- Waga własna: 2,5 kg
- Zasilanie: baterie
- Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresu ważenia, automatyczne wyłączanie
- Opcjonalnie: torba transportowa Seca 414 lub Seca 413