



Wanna do hydroterapii LAGUNA COMPACT (wersja skrócona)

Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

Laguna Compact to wanna do kąpieli balneologicznych, hydromasażu oraz masażu perełkowego **o zmniejszonych rozmiarach** – odpowiednia dla mniejszych pomieszczeń.

- długość wanny została skrócona o 25cm.
- dno zostało wypłaszczone, by uzyskać więcej przestrzeni wewnątrz wanny.

Najważniejsze cechy:

- 160 dysz do masażu powietrznego
- 25 dysz do hydromasażu wirowego
- dysze z funkcją napowietrzania strumienia wody, co pozwala regulować siłę masażu
- sterowanie manualne (w opcji sterowanie elektroniczne za pomocą panelu dotykowego)

Luksusowy design

Wanny do hydroterapii marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Kompaktowe wymiary

Długość wanny do hydroterapii Laguna Compact została skrócona o 25cm, dzięki czemu jest ona idealna do miejsc, gdzie liczy się każda powierzchnia, lub gdzie mamy ograniczone możliwości dla urządzeń do hydroterapii.

Wytrzymały materiał

Skorupy wanien wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał. Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien do hydroterapii marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również przymocowane odpowiednio profilowane poręcze i uchwyty. Do wyższych wanien dodawane są schodki (standard lub opcja w zależności od modelu) z antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z wanny.

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa wanny jest intuicyjna i bezproblemowa. Wszystkie przyciski i zawory umiejscowione są tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę.

Wyjątkowo trwałe dysze



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Dysze w wannach do hydroterapii Chirana Progress o unikalnej, opatentowanej, prawnie chronionej konstrukcji są praktycznie niezniszczalne. Wykonane ze stali nierdzewnej, bez użycia kleju, ułatwiają konserwację wanny oraz utrzymanie jej w nienaganniej czystości. Dysze do hydromasażu posiadają regulację wydajności oraz wyposażone są w funkcję napowietrzania strumienia wody. Dysze do masażu perełkowego posiadają własny system osuszania.

Łatwa konserwacja

- prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
- funkcja przepłukiwania dysz do hydromasażu

Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny można wyposażać w poręcze i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagającą wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Bezproblemowe serwisowanie

Sieć punktów serwisowych w całym kraju.

Szereg opcji dodatkowych:

- chromatoterapia (punkty świetlne RGB LED)
- ozonoterapia

Wanna do hydroterapii LAGUNA COMPACT - parametry techniczne:

Dysze	25 dysz do masażu wirowego 160 dysz do masażu powietrznego
Pojemność użytkowa	200 l
Maksymalna pojemność	300 l
Waga	79 kg
Wymiary zewn. (dł. x szer. x wys.) w mm	1950 x 870 x 790-815
Zasilanie	230/3 x 400 V/50 Hz
Moc	2300 VA
Czas napełniania (do poj. użytkowej)	2,5 min
Czas wypuszczania wody	2,2 min
Wyposażenie standardowe:	system przepłukiwania dysz prysznic ręczny do higienicznego czyszczenia wanny elektroniczne sterowanie wanną za pomocą panelu dotykowego ozonoterapia chromatoterapia
Wyposażenie dodatkowe:	podłączenie do systemu recyklingu schodki niskie 1-stopniowe elektromagnetyczny zmiękcacz wody