

Wanna do hydroterapii LAGUNA PLUS BUBBLE



Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

Wanna medyczna **Laguna Plus Bubble** służy do kąpieli balneologicznych, hydromasażu oraz masażu perełkowego z możliwością zastosowania chromatoterapii i ozonoterapii.

Wanna do hydroterapii Laguna Plus Bubble to elegancja i funkcjonalność w Twoim ośrodku na długie lata.

Niecka wanny wyprofilowana tak, by zapewnić **wygode i komfort użytkownika, a jednocześnie oszczędność zużycia wody**. Dodatkowo w wannie zamontowane zostały **uchwyty** dla użytkownika.

Wykonanie wanny marki Chirana z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym zapewnia jej **długotrwałość** bez względu na rodzaj kąpieli i **odporność** na substancje chemiczne.

Wanna do hydroterapii Laguna Plus wyposażona jest w **25 lub 40 dysz do masażu wirowego** (w zależności od wersji) z **funkcją napowietrzania strumienia wody** oraz **180 dysz do masażu powietrznego**.

Sterowanie manualne lub elektroniczne (w zależności od wersji).

Luksusowy design

Wanny do hydroterapii marki Chirana Progress cechuje elegancja i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymały materiał

Skorupy wanien medycznych wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał. Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również przymocowane odpowiednio profilowane poręcze i uchwyty. Do wyższych wanien dodawane są schodki (standard lub opcja w zależności od modelu) z antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z wanny.

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa wanny jest intuicyjna i bezproblemowa. Wszystkie przyciski i zawory umiejscowione są tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę.

Wyjątkowo trwałe dysze

Dysze w wannach Chirana Progress o unikalnej, opatentowanej, prawnie chronionej konstrukcji są praktycznie niezniszczalne.



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Wykonane ze stali nierdzewnej, bez użycia kleju, ułatwiają konserwację wanny oraz utrzymanie jej w nienaganej czystości. Dysze do hydromasażu posiadają regulację wydajności oraz wyposażone są w funkcję napowietrzania strumienia wody. Dysze do masażu perełkowego posiadają własny system osuszania.

Łatwa konserwacja

- prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
- funkcja przepłukiwania dysz do hydromasażu
- w opcji elektromagnetyczny zmiękcacz wody (zapobiega osadzaniu się kamienia)

Oszczędność kosztów

- Możliwość przyłączenia do systemu recyklingu (możliwość napełniania i wypuszczania wody z wanny do systemu recyklingu)
- Niecki waniennic wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody przy napełnianiu

Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny można wyposażyć w poręcze i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagającą wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Bezproblemowe serwisowanie

Sieć punktów serwisowych w całym kraju.

Szereg opcji dodatkowych:

- chromatoterapia (punkty świetlne RGB LED)
- ozonoterapia

Wanna do hydroterapii Laguna Plus Bubble - dane techniczne:

Dysze	25 / 40 dysz do masażu wirowego 180 dysz do masażu powietrznego
Pojemność użytkowa	200 l
Maksymalna pojemność	300 l
Waga	133 kg
Wymiary zewn. (dł. x szer. x wys.) w mm	2200 x 870 x 790-815

Zasilanie	3 x 400 V
	230 V
Moc	3950 VA
	1950 VA
Czas napełniania (do poj. użytkowej)	2,5 min
Czas wypuszczania wody	2,2 min
Wyposażenie standardowe:	

- system przepłukiwania dysz
- przyłącze wody dodatkowej
- prysznic ręczny do higienicznego czyszczenia wanny

Wyposażenie dodatkowe:

- ozonoterapia
- chromatoterapia
- podłączenie do systemu recyklingu
- podparcie nóg
- schodki niskie 1-stopniowe
- elektromagnetyczny zmiękcacz wody
- przyłącze do rusztu perełkowego

Kolory standardowe:



Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.

Przeczytaj:

[Jak wybrać wannę do hydroterapii?](#)

[Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią w swoim ośrodku rehabilitacji i wystarczającymi nakładami finansowymi, warto pomyśleć o wyposażeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajów sprzętu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawdę dużo i oferują one wiele możliwości terapii: medyczne wanny do hydromasażu, wirówki kończyn górnych, wirówki kończyn dolnych, wanny motylkowe do ćwiczeń z pacjentem, katedry natryskowe... \[czytaj więcej >>\]\(#\)](#)