

Wanna do hydroterapii LAGUNA TORNADO



Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

Wanna **Laguna Tornado** to wanna do hydromasażu i masażu perełkowego z możliwością zastosowania chromatoterapii i ozonoterapii.

Wanna Laguna Tornado jest **sterowana elektronicznie** za pomocą **dotykowego 7-calowego wyświetlacza**. Do wyboru mamy **gotowe programy zabiegowe** oraz **możliwość tworzenia własnych**.

Wanna do hydroterapii Laguna Tornado wyposażona jest w **124 dysze do masażu wirowego z funkcją napowietrzania strumienia wody** oraz opcjonalnie w **180 dysz do masażu powietrznego**.

5 stref masażu daje duże możliwości skupienia się na terapii danych partii ciała.

Niecka wanny wyprofilowana tak, by zapewnić **wygodę i komfort użytkownika, a jednocześnie oszczędność zużycia wody**. Dodatkowo w wannie zamontowane zostały **uchwyty** dla użytkownika.

Wykonanie wanny marki Chirana z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym zapewnia jej **długotrwałość** bez względu na rodzaj kąpiei i **odporność** na substancje chemiczne.

Istnieje możliwość wyposażenia wanny w **podświetlenie panelu sterowania** oraz **podświetlenie spodu wanny**, co szczególnie polecamy, gdy wanna wykorzystywana jest w salonach SPA, w kąpielach relaksacyjnych z uruchomioną jednocześnie koloroterapią.

Zobacz wannę do hydroterapii Lagunę Tornado w 3D:

[Laguna Tornado](#) by [chiranaprogress](#) on [Sketchfab](#)

Luksusowy design

Wanny marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymały materiał

Skorupy wanien wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również przymocowane odpowiednio profilowane poręcze i uchwyty. Do wyższych wanien dodawane są schodki (standard lub opcja w zależności od modelu) z antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z wanny.

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa wanny jest intuicyjna i bezproblemowa – za pomocą elektronicznego wyświetlacza. Wszystkie zawory umiejscowione zostały również tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę. Kontrolę przebiegu kąpieli ułatwia elektroniczny pomiar i bieżący odczyt temperatury wody nalewanej, temperatury wody w wannie oraz ciśnienia wody w instalacji do hydromasażu. Wanna posiada gotowe programy masażu oraz istnieje możliwość tworzenia własnych.

Wyjątkowo trwałe dysze

Dysze do hydromasażu posiadają regulację wydajności oraz wyposażone są w funkcję napowietrzania strumienia wody. Dysze do masażu perełkowego posiadają własny system osuszania. Są łatwe w konserwacji oraz utrzymaniu wanien w nienaganej czystości.

Łatwa konserwacja

- prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
- funkcja przepłukiwania dysz do hydromasażu
- w opcji elektromagnetyczny zmiękcacz wody (zapobiega osadzaniu się kamienia)

Oszczędność kosztów

- Możliwość przyłączenia do systemu recyklingu (możliwość napełniania i wypuszczania wody z wanny do systemu recyklingu)
- Niecki wanien wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody przy napełnianiu

Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny można wyposażyć w poręcze i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagające wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Szereg opcji dodatkowych:

- chromatoterapia (punkty świetlne RGB LED)
- ozonoterapia
- hydromasaż pulsacyjny
- podświetlenie spodu wanny
- podświetlenie panelu sterowania
- komunikacja głosowa w 5 językach



Dane techniczne:

Dysze

124 dysze do masażu wirowego
180 dysz do masażu powietrznego (opcja)

Pojemność użytkowa

200 l

Maksymalna pojemność

300 l

Waga

140 kg

Wymiary zewn. (dł. x szer. x wys.) w mm

2200 x 870 x 790-815

Zasilanie

3x400V/50 Hz

Moc

3500 VA

Czas napełniania (do poj. użytkowej)

2,5 min

Czas wypuszczania wody

2,1 min

Wyposażenie standardowe:

- 7'calowy wyświetlacz dotykowy
- system przepłukiwania dysz
- prysznic ręczny do czyszczenia wanny
- elektromagnetyczny zmiękcacz wody
- 28 gotowych programów zabiegowych
- dowolna ilość programów własnych

Wyposażenie dodatkowe:

- ozonoterapia
- podparcie nóg
- schodki 1-stopniowe niskie
- chromatoterapia
- wąż do masażu podwodnego
- automatyczna dezynfekcja
- masaż pulsacyjny
- podłączenie do systemu recyklingu
- podświetlenie spodu wanny
- podświetlenie panelu sterowania
- polecenia głosowe
- rejestr zabiegów

Kolory standardowe:

niebieski



zielony



Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Przeczytaj:

Jak wybrać wannę do hydroterapii?

Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią w swoim ośrodku rehabilitacji i wystarczającymi nakładami finansowymi, warto pomyśleć o wyposażeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajów sprzętu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawdę dużo i oferują one wiele możliwości terapii: medyczne wanny do hydromasażu, wirówki kończyn górnych, wirówki kończyn dolnych, wanny motylkowe do ćwiczeń z pacjentem, katedry natryskowe... [czytaj więcej >>](#)