



Wanna do hydroterapii OCEAN DE LUXE

Serwis	✓
Szkolenie	✓
Transport	✓

Opis produktu

Wanna **Ocean de Luxe** to luksusowa wanna do hydroterapii.

Dostępna w dwóch wersjach wyposażenia.

Pierwsza, wyposażona w **174 dysze do hydromasażu** z regulacją wydajności w tym **38 dysz z funkcją napowietrzania strumienia wody**. Dysze zostały podzielone na **5 stref masażu**.

Druga wersja posiada **174 dysze do hydromasażu** z regulacją wydajności oraz **180 dysz do masażu perełkowego** (oddzielna pompa)

Dodatkowo wanna do hydroterapii Ocena de Luxe posiada też **180 dysz do masażu powietrznego** z systemem osuszania. **28 wbudowanych programów hydromasażu** oraz możliwość tworzenia własnych, a także sterowanie za pomocą **wyświetlacza dotykowego** ułatwia obsługę urządzenia.

Wsparciem dla terapeuty jest również **elektroniczny pomiar i bieżący odczyt temperatury wody nalewanej do wanny, temperatury wody w wannie oraz ciśnienia wody w instalacji do hydromasażu**.

W standardzie **dwustopniowe schodki** dla pacjenta ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z wanny oraz **poręcze** wewnątrz wanny.

Dla większego komfortu pacjenta wewnątrz wanny zostało **wytłoczone anatomicznie** z podparciem pleców.

Luksusowy design

Wanny medyczne marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymały materiał

Skorupy wanien wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien medycznych marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również przymocowane odpowiednio profilowane poręcze i uchwyty. Do wyższych wanien dodawane są schodki z antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z wanny.

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa wanny jest intuicyjna i bezproblemowa – za pomocą elektronicznego wyświetlacza. Wszystkie zawory umiejscowione

zostały również tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę. Kontrolę przebiegu kąpieli ułatwia elektroniczny pomiar i bieżący odczyt temperatury wody nalewanej, temperatury wody w wannie oraz ciśnienia wody w instalacji do hydromasażu. Wanna posiada gotowe programy masażu oraz istnieje możliwość tworzenia własnych.

Wyjątkowo trwałe dysze

Dysze do hydromasażu posiadają regulację wydajności. Dysze do masażu perełkowego posiadają własny system osuszania. Są łatwe w konserwacji oraz utrzymaniu wanien w nienaganej czystości.

Łatwa konserwacja

- prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
- funkcja przepłukiwania dysz do hydromasażu
- w opcji elektromagnetyczny zmiękcacz wody (zapobiega osadzaniu się kamienia)

Oszczędność kosztów

- Możliwość przyłączenia do systemu recyklingu (możliwość napełniania i wypuszczania wody z wanny do systemu recyklingu)
- Niecki wanien wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody przy napełnianiu

Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny można wyposażyć w poręcze i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagające wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Szereg opcji dodatkowych:

- chromatoterapia (punkty świetlne RGB LED)
- ozonoterapia
- hydromasaż pulsacyjny
- podświetlenie spodu wanny
- podświetlenie panelu sterowania
- komunikacja głosowa w 5 językach
- automatyczna dezynfekcja

Dane techniczne:

Pojemność użytkowa	260 l
Maksymalna pojemność:	440l
Waga	180 kg
Wymiary zewn. (dł. x szer. x wys.) w mm	2500 x 960 x 920
Zasilanie	3×400 V/50 Hz
Moc	3500 VA
Czas napełniania (do poj. użytkowej)	3,2 min.
Czas wypuszczania wody	2,7 min.
Wyposażenie dodatkowe:	

- oparcie na nogi
-

- podłączenie do systemu recyklingu
- poręcze do schodków
- elektromagnetyczny zmiękcacz wody
- chromatoterapia
- ozonoterapia
- hydromasaż pulsacyjny
- wbudowana dezynfekcja
- wąż do masażu podwodnego z napowietrzaniem strumienia wody

Kolory standardowe:

niebieski



zielony



Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.

Przeczytaj:

Jak wybrać wannę do hydroterapii?

Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią w swoim ośrodku rehabilitacji i wystarczającymi nakładami finansowymi, warto pomyśleć o wyposażeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajów sprzętu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawdę dużo i oferują one wiele możliwości terapii: medyczne wanny do hydromasażu, wirówki kończyn górnych, wirówki kończyn dolnych, wanny motylkowe do ćwiczeń z pacjentem, katedry natryskowe... [czytaj więcej >>](#)