



Wanna do kąpieli dla niepełnosprawnych WPB-200 BHL

Opis produktu

Wanna podnoszona po zdemontowaniu leżaka może służyć wszystkim użytkownikom.

Boczne podnoszenie pozwala na ustawienie przy ścianie (wolnostojąca, nie wymagająca fundamentowania i obudowy).
Zasilanie: prąd jednofazowy 230 V.

Wyposażenie:

- baterię wody, mieszalną lub termostatyczną
- prysznic
- termometr
- instalację hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu miejscowego
- system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu
- system osuszania wanny
- leżak z materacykiem i podglówkiem

Wanna zaprojektowana z myślą o umożliwieniu samodzielnej obsługi osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.