

Wanna do kąpiei galwanicznych ELECTRA CG



Opis produktu

Electra CG to wanna do kąpiei galwanicznych całego ciała.

- anatomicznie wyprofilowane wnętrze wanny
- nawigacja pogłówna i prosta w obsłudze za pomocą wyświetlacza graficznego z panelem dotykowym
- możliwość ustawienia typu prądu: galwaniczny, monofaza, difaza, CP oraz LP
- graficzne przedstawienie typu prądu oraz kierunku jego przepływu
- wielokrotne poziomy ochrony pacjenta
- możliwość programowania i przechowywania w pamięci urządzenia wybranych rodzajów prądów i do 30 kombinacji elektrod
- możliwość programowania i przechowywania do 25 kombinacji elektrod i rodzajów prądu w tzw. serie zgodnie z zaleceniami lekarza

W wyposażeniu opcjonalnym:

- dysze do hydromasażu (24)
- dysze do masażu perełkowego (160)
- **wąż do masażu podwodnego:**
 - zasilanie 3 x 400 V
 - częstotliwość 50 Hz
 - pobór mocy: 1150 VA
 - typ ochrony przed porażeniem prądem: klasa I
 - ciśnienie wody w węży: 0,18 – 0,47 Mpa

Luksusowy design

Wanny marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymały materiał

Skorupy wanien wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał. Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Do wanny proponujemy schodki z powierzchnią antypoślizgową.



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszówce
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa wanny jest intuicyjna i bezproblemowa. Wszystkie przyciski i zawory umiejscowione są tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę. Nawigacja pogładowa i prosta w obsłudze za pomocą wyświetlacza graficznego z panelem dotykowym.

Łatwa konserwacja

- przysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- w opcji elektromagnetyczny zmiękcacz wody (zapobiega osadzaniu się kamienia)

Oszczędność kosztów

- Niecki wanien wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody przy napełnianiu

Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny można wyposażać w poręcze i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagające wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Bezproblemowe serwisowanie

Sieć punktów serwisowych w całym kraju.

Dane techniczne:

Sygnalizacja polaryzacji	przy każdej elektrodzie
Rodzaje prądu	jednokierunkowy
Jednodroźnie ukierunkowana sinusoida	Monofaza (MF)
Dwudroźnie ukierunkowana sinusoida	Difaza (DF)
1 sekwencja MF + 1 sekwencja DF:CP	
5 sekwencja MF + 10 sekwencja DF zmiana 1 sekwencja LP	
Sekwencja: LP	
Ilość elektrod	9
Zasilanie	230 V/50Hz
Maksymalne napięcie wyjściowe	24 V
Typ ochrony przed porażeniem prądem	klasa I
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2500 x 960 x 920-945 mm
Pojemność użytkowa	320 l

Kolory standardowe:

niebieski



zielony



Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Przeczytaj:

Jak wybrać wannę do hydroterapii?

Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią w swoim ośrodku rehabilitacji i wystarczającymi nakładami finansowymi, warto pomyśleć o wyposażeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajów sprzętu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawdę dużo i oferują one wiele możliwości terapii: medyczne wanny do hydromasażu, wirówki kończyn górnych, wirówki kończyn dolnych, wanny motylkowe do ćwiczeń z pacjentem, katedry natryskowe... [czytaj więcej >>](#)