

Wanna do masażu podwodnego OCEAN ECONOMY



Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

Wanna do hydroterapii **Ocean Economy** służy do wykonywania masażu podwodnego całego ciała dzięki wbudowanemu **wężowi do masażu**.

Opcjonalnie wannę można wyposażyć w 180 dysz do masażu powietrznego.

Sterowanie ręczne.

W standardzie **dwustopniowe schodki** dla pacjenta ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z wanny oraz **poręczce** wewnątrz wanny.

Dla większego komfortu pacjenta wewnątrz wanny zostało **wytłoczone anatomicznie** z podparciem pleców.

Luksusowy design

Wanny do hydroterapii marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymały materiał

Skorupy wanien medycznych wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również przymocowane odpowiednio profilowane poręczce i uchwyty. Do wyższych wanien dodawane są schodki z antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z wanny.

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa wanny jest intuicyjna i bezproblemowa. Wszystkie przyciski i zawory umiejscowione zostały tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę. Kontrolę przebiegu kąpieli ułatwia elektroniczny pomiar i bieżący odczyt temperatury wody nalewanej, temperatury wody w wannie oraz ciśnienia wody w instalacji do hydromasażu.

Łatwa konserwacja

- prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- w opcji elektromagnetyczny zmiękcacz wody (zapobiega osadzaniu się kamienia)

Oszczędność kosztów

- Możliwość przyłączenia do systemu recyklingu (możliwość napełniania i wypuszczania wody z wanny do systemu recyklingu)
- Niecki wanien wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody przy napełnianiu



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny można wyposażyć w poręcze i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagające wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Szereg opcji dodatkowych:

- chromatoterapia (punkty świetlne RGB LED)
- ozonoterapia

Dane techniczne:

Pojemność użytkowa	280 l
Maksymalna pojemność	450 l
Waga	114 kg
Wymiary zewn. (dł. x szer. x wys.) w mm	2500 x 960 x 920-945
Zasilanie	3×400V /50 Hz
Moc	1800 VA
Czas napełniania (do poj. użytkowej)	3,5 min.
Czas wypuszczania wody	3,1 min.
Wyposażenie dodatkowe:	

- dysze do masażu perełkowego z systemem osuszania (180 szt.)
- oparcie na nogi
- podłączenie do systemu recyklingu
- poręcze do schodków
- elektromagnetyczny zmiękcacz wody
- chromatoterapia
- ozonoterapia

Kolory standardowe:

niebieski



zielony



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY



Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.

Przeczytaj:

[Jak wybrać wannę do hydroterapii?](#)

[Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią w swoim ośrodku rehabilitacji i wystarczającymi nakładami finansowymi, warto pomyśleć o wyposażeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajów sprzętu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawdę dużo i oferują one wiele możliwości terapii: medyczne wanny do hydromasażu, wirówki kończyn górnych, wirówki kończyn dolnych, wanny motylkowe do ćwiczeń z pacjentem, katedry natryskowe... \[czytaj więcej >>\]\(#\)](#)