



Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych LASTURA PROFI

Opis produktu

Lastura Profi to wanna do masażu wirowego kończyn dolnych, która umożliwi dokładny masaż łydki na całym jej obwodzie oraz masaż stawu skokowego i stopy.

Wanna wyposażona jest w **14 dysz do masażu wirowego** z funkcją napowietrzania strumienia wody.

Wirówka Lastura Profi dostępna jest w [wersji podstawowej](#) oraz w [wersji z elektronicznym wyświetlaczem](#) - **Lastura Profi E2**.

Lastura Profi E2 - wanna do masażu wirowego z systemem elektronicznym:

- elektroniczny wyświetlacz 4,3",
- automatyczne zatrzymanie napełniania wody z sygnałem dźwiękowym po osiągnięciu odpowiedniego poziomu,
- czas terapii ustawiany w zakresie 0-99 min.,
- sygnał dźwiękowy po zakończeniu zabiegu,
- elektroniczny pomiar wody nalewanej do wanny oraz wody w wannie.

Wyjątkowe cechy wanny do masażu wirowego Lastura Profi:

Luksusowy design

Wanny marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymały materiał

Skorupy wanien wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał. Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Do wanny proponujemy wygodne krzesło obrotowe.

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa wanny jest intuicyjna i bezproblemowa. Wszystkie przyciski i zawory umiejscowione są tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę.

Wyjątkowo trwałe dysze

Dysze w wannach Chirana Progress o unikalnej, opatentowanej, prawnie chronionej konstrukcji są praktycznie niezniszczalne. Posiadają własny system osuszania.

Łatwa konserwacja

- prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- w opcji elektromagnetyczny zmiękcacz wody (zapobiega osadzeniu się kamienia)

Oszczędność kosztów

- Niecki wanien wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody przy napełnianiu

Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny można wyposażyć w poręcze i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagającą wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Bezproblemowe serwisowanie

Sieć punktów serwisowych w całym kraju.

Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych Lastura Profi - dane techniczne:

Ilość dysz do hydromasażu	14
Pojemność użytkowa	45 l
Wymiary	880 x 760 x 790-815 mm
Waga	44 kg
Czas napełniania wanny	1,5 min.
Czas wypuszczania wody	0,8 min.
Zasilanie	230 V, 50 Hz

Kolory standardowe:

niebieski



zielony



Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.

Przeczytaj

Jak wybrać wannę do hydroterapii?

Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią w swoim ośrodku rehabilitacji i wystarczającymi nakładami finansowymi, warto pomyśleć o wyposażeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajów sprzętu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawdę dużo i oferują one wiele możliwości terapii: medyczne wanny do hydromasażu, wirówki kończyn górnych, wirówki kończyn dolnych, wanny motylkowe do ćwiczeń z pacjentem, katedry natryskowe... [czytaj więcej >>](#)



Eres Medical Sp. z o.o.

📍 Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY