



Wanna do masażu wirowego kończyn górnych CORAL

Montaż	✓
Serwis	✓
Transport	✓

Opis produktu

Wirówka do hydroterapii **Coral** to wanna do masażu wirowego kończyn górnych.

Dostępne są 3 wersje wyposażenia wirówki **Coral**:

- 12 dysz do hydromasażu,
- 46 dysz do masażu perełkowego,
- 12 dysz do hydromasażu i 46 dysz do masażu perełkowego.

Dysze do hydromasażu posiadają funkcję napowietrzania strumienia wody. Stopień napowietrzania jest regulowany.

Wirówka Coral dostępna jest w [wersji podstawowej](#) oraz w [wersji z elektronicznym wyświetlaczem - Coral E2](#).

Coral E2 - wanna do masażu wirowego rąk z systemem elektronicznym:

- elektroniczny wyświetlacz 4,3",
- automatyczne zatrzymanie napełniania wody z sygnałem dźwiękowym po osiągnięciu odpowiedniego poziomu,
- czas terapii ustawiany w zakresie 0-99 min.,
- sygnał dźwiękowy po zakończeniu zabiegu,
- elektroniczny pomiar wody nalewanej do wanny oraz wody w wannie.

Wyjątkowe cechy wanny do masażu wirowego Coral:

Luksusowy design

Wanny marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymały materiał

Skorupy wanien wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał. Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Do wanny proponujemy wygodne krzesło obrotowe.

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa wanny jest intuicyjna i bezproblemowa. Wszystkie przyciski i zawory umiejscowione są tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę.

Wyjątkowo trwałe dysze

Dysze w wannach Chirana Progress o unikalnej, opatentowanej, prawnie chronionej konstrukcji są praktycznie niezniszczalne. Posiadają własny system osuszania.

Łatwa konserwacja

- przysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- w opcji elektromagnetyczny zmiękcacz wody (zapobiega osadzaniu się kamienia)

Oszczędność kosztów

- Możliwość przyłączenia do systemu recyklingu (możliwość napełniania i wypuszczania wody z wanny do systemu recyklingu)
- Niecki wanien wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody przy napełnianiu

Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Bezproblemowe serwisowanie

Sieć punktów serwisowych w całym kraju.

Dane techniczne:

Pojemność użytkowa	30 l
Wymiary	950 x 870 x 1050 mm
Waga	65 kg
Czas napełniania wanny	1 min.
Czas wypuszczania wody	0,5 min.
Zasilanie	230 V, 50 Hz

Kolory standardowe:

niebieski



zielony



Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.

Przeczytaj:

[Jak wybrać wannę do hydroterapii?](#)

[Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią w swoim ośrodku rehabilitacji i wystarczającymi nakładami finansowymi, warto pomyśleć o wyposażeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajów sprzętu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawdę dużo i oferują one wiele możliwości terapii: medyczne wanny do hydromasażu, wirówki kończyn górnych, wirówki kończyn dolnych.](#)



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

[wanny motylkowe do ćwiczeń z pacjentem, katedry natryskowe...](#) [czytaj więcej >>](#)
