

Wanna motylkowa HUBBARD



Opis produktu

Hubbard to wanna motylkowa do masażu wirowego i podwodnego oraz do indywidualnych ćwiczeń w wodzie z pacjentem.

Odpowiednio zaprojektowane wnętrze wanny pozwala na swobodne ćwiczenia i wiele zakresów ruchów.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanna wyposażona jest wewnątrz w **wygodne poręcze**.

W standardzie dołączane są **schodki** do wanny, opcjonalnie mogą być to schodki z poręczą.

Dla jeszcze większego komfortu pacjenta wannę można doposażyć w podparcie pleców i / lub podparcie nóg.

Sterowanie manualne.

12 dysz do hydromasażu z regulacją intensywności masażu oraz **wąż do masażu podwodnego** wyposażony w dyszę do regulacji zwiększającą funkcjonalność wanny.

Możliwość doposażenia wanny motylkowej w **dysze do masażu perełkowego** (60 lub 140).

Luksusowy design

Wanny marki Chirana Progress cechuje elegancki i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.

Wytrzymały materiał

Skorupy wanien wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał.

Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również przymocowane odpowiednio profilowane poręcze i uchwyty. Do wyższych wanien dodawane są schodki z antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z wanny.

Łatwe sterowanie wanną

Wszystkie zawory umiejscowione zostały również tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę.

Wyjątkowo trwałe dysze

Dysze w wannach Chirana Progress o unikalnej, opatentowanej, prawnie chronionej konstrukcji są praktycznie niezniszczalne. Wykonane ze stali nierdzewnej, bez użycia kleju, ułatwiają konserwację wanny oraz utrzymanie jej w nienaganej czystości. Dysze do hydromasażu posiadają regulację wydajności oraz wyposażone są w funkcję napowietrzania strumienia wody. Dysze do masażu perełkowego posiadają własny system osuszania.

Łatwa konserwacja

- prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
- funkcja przepłukiwania dysz do hydromasażu
- w opcji elektromagnetyczny zmiękcacz wody (zapobiega osadzaniu się kamienia)



Oszczędność kosztów

- Możliwość przyłączenia do systemu recyklingu (możliwość napełniania i wypuszczania wody z wanny do systemu recyklingu)
- Niecki waniennic wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody przy napełnianiu

Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antybakteryjne.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny można wyposażać w poręcze i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagającą wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

Szereg opcji dodatkowych:

- chromatoterapia (punkty świetlne RGB LED)
- ozonoterapia

Dane techniczne:

Napięcie elektryczne	3 x 400 V
Częstotliwość	50 Hz
Pobór mocy	2400 VA
Pojemność użytkowa	700 l
Maksymalna pojemność wanny	1235 l
Zabezpieczenie na wypadek porażenia prądem	I klasa
Wskaźnik zabezpieczenia	IP 54
Waga	220 kg
Wymiary	2700 x 1930 x 980 mm
Ciśnienie w węży do masażu wodnego	0 - 0.4 MPa
Maksymalny napływ wody	235 l/min
Opcjonalne wyposażenie:	

- Dysze do hydromasażu - 12szt. Dysze do masażu powietrznego - 60 / 140 szt.
- Chromaterapia
- Podłączenie do systemu recyklingu
- Elektromagnetyczny zmiękcacz wody
- Dwustopniowe schody z poręczą
- Oparcie pleców
- Podparcie nóg

Kolory standardowe:



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

niebieski



zielony



Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.

Przeczytaj:

Jak wybrać wannę do hydroterapii?

Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią w swoim ośrodku rehabilitacji i wystarczającymi nakładami finansowymi, warto pomyśleć o wyposażeniu go w wanny do hydroterapii. Rodzajów sprzętu do hydroterapii na rynku jest obecnie naprawdę dużo i oferują one wiele możliwości terapii: medyczne wanny do hydromasażu, wirówki kończyn górnych, wirówki kończyn dolnych, wanny motylkowe do ćwiczeń z pacjentem, katedry natryskowe... [czytaj więcej >>](#)