

Wanna porodowa Hubbard Plus



Opis produktu

Wanna porodowa Hubbard Plus przeznaczona jest do relaksu i rozluźnienia kobiety rodzącej oraz do przeprowadzania łagodnego porodu w wodzie.

Korzyści porodu w wannie porodowej:

- Ciepła woda rozluźnia mięśnie i odpręża pacjentkę.
- Bóle porodowe nie są tak silnie odczuwane, a kobieta może przyjąć dowolną pozycję porodową.
- W wodzie poród naturalny postępuje dość szybko i z reguły nie ma konieczności nacinania krocza, ponieważ mięśnie są dostatecznie rozluźnione i rozciągnięte.
- Poród w wodzie jest bardzo dobry dla dziecka, ponieważ łagodzi stres urodzeniowy.
- Po przyjściu na świat dziecko pływa pod wodą - aż do momentu pierwszego oddechu funkcjonuje podobnie, jak w okresie życia płodowego. Zmiana środowiska nie jest dla niego gwałtowna.

Wanna porodowa Hubbard Plus - najważniejsze cechy:

- Wanna porodowa do relaksacji oraz odbierania porodów w wodzie
- Dostęp personelu do pacjentki z każdej strony
- Wewnątrz siedzisko i podparcie na stopy
- Poręcze wspomagające pacjentkę przy wejściu i wyjściu z wanny porodowej
- Na zewnętrznej ścianie wanny umieszczony jest panel sterujący dla personelu z dotykowym wyświetlaczem 4,3'
- Mikser termostatyczny
- Automatyczne napełnianie wodą wanny porodowej do 2 poziomów : standardowy i awaryjny
- System kontroli przepełnienia - Aqua Stop
- Wskaźnik temperatury wody w wannie oraz wody nalewanej na wyświetlaczu
- Chromatoterapia / oświetlenie RGB 2x LED reflektor
- Kolor wanny wybierany z szerokiej gamy barw
- Dwustopniowe schodki dla pacjentki w standardowym wyposażeniu

Opcje dodatkowe:

- Poręcze do schodków ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z wanny porodowej
- Chusta na haku - zawieszona pionowo nad wanną, pomaga pacjentce zachować wertykalną pozycję, bardzo korzystną podczas porodu, bo wykorzystującą siłę grawitacji



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne

długość: 1935mm
szerokość: 1500mm
wysokość: 760mm

Waga wanny bez obciążenia

80kg

Maks. obciążenie statyczne

600 kg

Pojemność maksymalna

370 litrów

Średnia pojemność

300-350 litrów

Czas napełniania

9min

Czas opróżniania

9min

Zasilanie

230 V/50Hz

Przeczytaj:

[Wanna porodowa – czy warto w nią zainwestować?](#)

[Wanna porodowa, podobnie jak w zachodnich krajach, przestaje być luksusem, czy dziwadłem na sali porodowej, a staje się jej standardowym wyposażeniem. Ułatwia poród, a korzysta na tym, zarówno pacjentka, dziecko, jak i personel...czytaj dalej >>](#)

Gdzie znajdziesz nasze wanny porodowe?

Przykładowe realizacje:



Powiatowy w Skarżysku - Kamiennej

Szpital



PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim



PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim



Szpital Ginekologiczno-Położniczy Ujastek



Szpital im. Św. Rodziny w Warszawie



Szpital im. Św. Rodziny w Warszawie






Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. w Tychach



Szpital w Knurowie





Szpital w Staszowie




SPZOZ w Świdniku



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie



Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Sala porodowa w Szpitalu Specjalistycznym w Gliwicach Sala porodowa w Szpitalu Specjalistycznym w Gliwicach



Szpital Powiatowy w Łęborku

Źródło zdjęć: strony internetowe placówek medycznych oraz Eres Medical