



Wanna porodowa WPC-220 BMH

Opis produktu

Wanna do porodu w wodzie WPC-220 BMH wyposażona w hydromasaż daje możliwość relaksu, rozluźnienia oraz skrócenia czasu porodu.

Dostępność z każdej strony jak również regulowana wysokość wanny pozwalają na zachowanie wygodnej, ergonomicznej pozycji przez personel medyczny.

Wanna do porodu jest urządzeniem wolnostojącym, nie wymagającym obudowy i fundamentowania co pozwala na dowolne jej ustawienie bez potrzeby specjalnej adaptacji pomieszczenia.

Wymiary niecki: dł. 1600 mm x szer. 1000 mm.

Zakres podnoszenia na poziomie krawędzi niecki 600-1000 mm (do regulacji).

Zasilanie: prąd jednofazowy 230 V.

Wyposażona w:

- baterię wody mieszalną lub termostatyczną
- prysznic
- termometr
- instalację hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu miejscowego
- system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu
- system osuszania wanny
- regulowane podpory pod stopy
- regulowane pochwyty rąk
- podest do wchodzenia i wychodzenia
- podwodny reflektor oświetlający pole rodzenia
- materac przeciwpoślizgowy
- siedzisko
- zawór do mechanicznego opuszczania wanny
- wózek - podnośnik do szybkiej ewakuacji pacjenta (w opcji)