



Wieszak na kroplówki SK-2

Opis produktu

Stojak dla kroplówek (płynów infuzyjnych) w wersji SK-2 wyposażony jest w dwa wieszaki na pojemnik z płynami infuzyjnymi. Przemieszczanie statywu umożliwia pięcionóg z kółkami jezdnymi, natomiast regulacja wysokości wieszaka to łatwa czynność, przez zastosowanie praktycznego układu zaciskowego.

Produkt wykonany jest ze stali nierdzewnej, pokryty jest farbą proszkową - zapewnia to wysoką trwałość, łatwość w utrzymaniu czystości i nadaje całości estetyczny wygląd.

Wymiary:

Wysokość: min. 1100 - max. 2000 mm

Średnica podstawy: 680 mm

Elementy konstrukcji:

1. wieszak
2. pokrętło/zacisk
3. statyw
4. pięcionóg z kółkami jezdnymi
5. śruba mocująca

Wyrób posiada znak CE.