

## Wieszak na kroplówki SK-4 CHROM



### Opis produktu

**Wieszak SK-4 CHROM** znajduje zastosowanie do podawania płynów infuzyjnych, a łatwość utrzymania w czystości i użyte materiały w pełni spełniają oczekiwania personelu.

Stabilna konstrukcja, oraz podstawa wyposażona w koła jezdne, umożliwiają pacjentowi bezpieczne i komfortowe przemieszczanie.

Regulacja wysokości dokonywana jest za pomocą praktycznego układu zaciskowego.

Statyw w całości pokryty jest warstwą chromu, co nadaje estetyczny wygląd.

SK-4 CHROM opcjonalnie może zostać wyposażony w koła z blokadą.

Prezentowany model posiada cztery uchwyty na pojemnik z płynem.

### Wymiary:

Wysokość: min. 1100 – max. 2000 mm

Średnica podstawy: 680 mm

### Elementy konstrukcji:

1. wieszak
2. pokrętło/zacisk
3. statyw
4. pięcionóg z kółkami jezdnyymi
5. śruba mocująca

Wyrób posiada znak CE.