

Wieszak na kroplówki SK-4



Opis produktu

Stojak dla kroplówek (płynów) w wersji SK-4 wyposażony jest w cztery wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi. Przemieszczanie statywu umożliwi pięcionóg z kółkami jezdnymi, natomiast regulacja wysokości wieszaka to łatwa czynność, przez zastosowaniu praktycznego układu zaciskowego.

Produkt został wykonany ze stali nierdzewnej. Stojak dla kroplówek pokryty jest farbą proszkową zapewniającą wysoką trwałość. Całość posiada estetyczny wygląd.

Wymiary:

Wysokość: min. 1100 – max. 2000 mm
Średnica podstawy: 680 mm

Elementy konstrukcji:

1. wieszak
2. pokrętło/zacisk
3. statyw
4. pięcionóg z kółkami jezdnymi
5. śruba mocująca

Wyrób posiada znak CE.