

## Wózek do mycia chorych Laguna



### Opis produktu

Wózek do mycia chorych **Laguna** - najważniejsze cechy:

- wszystkie funkcje łóżka prysznicowego są całkowicie niezależne od źródła zasilania
- obsługa wózka jest bardzo prosta, głównie dzięki regulacji wysokości za pomocą silnika hydraulicznego, który sterowany jest pedałem z obu stron łóżka
- konstrukcja nośna wykonana z wysokogatunkowej stali lakierowanej
- leże wózka prysznicowego składa się z jednoczęściowej wodoodpornej powierzchni z podłużnymi rowkami odpływowymi
- leże jest lekko pochylone w kierunku wylotu odpływu, co ułatwia opróżnianie pozostałej wody do elastycznego węża odpływowego w części nożnej leża
- leże wyposażone jest w poduszkę
- składane barierki ze stali nierdzewnej po obwodzie strefy leżącej zabezpieczają pacjenta przed upadkiem z łóżka, a po złożeniu zapewniają dobry dostęp personelu obsługującego do pacjenta

### Parametry techniczne:

- Wymiary: 211 x 79,5 cm
- Wymiary platformy materaca: 195 x 60 cm
- Wysokość leża: 54-91 cm
- Udźwig: 230 kg
- Waga: 80 kg
- Koła: 150mm, tworzywo sztuczne