


Wózek do przewożenia pacjentów MOVEMED



Opis produktu

Nowoczesny wózek szpitalny spełniający najwyższe normy medyczne.

Charakterystyka:

- **Konstrukcja kolumnowa** wózka szpitalnego zapewnia mu stabilność podczas transportu
- **Hydrauliczna regulacja wysokości** leża pozwala wygodnie dopasować wysokość wózka transportowego wg indywidualnych potrzeb
- **Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga** regulowana hydraulicznie
- Płynna **regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową** zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu
- **Mechaniczna regulacja segmentu nóg** w zależności od potrzeb
- **Składane barierki boczne** o konstrukcji uniemożliwiającej przytrzaśnięcie palców, ułatwiają wejście i zejście chorego z wózka oraz zabezpieczają go podczas transportu w szpitalu
- Leże z płyty HPL **przeziernie dla promieni RTG**
- **Leże 4-segmentowe**, w tym 3 segmenty ruchome dla ułożenia pacjenta w idealnej pozycji
- Koła o średnicy 20 cm (+/-2%) zapewniające łatwe manewrowanie wózkiem
- **Centralna blokada i blokada kierunkowa kół** ułatwiająca transport chorego
- **Krażki odbojowe** w narożnikach wózka amortyzują ewentualne uderzenia wózka o ściany i inne przeszkody i zapobiegają zniszczeniom poprzez wózek transportowy
- **Pięte koło** ułatwiające manewrowanie i zwiększające zwrotność wózka
- Osłona tworzywowa podwozia
- Miejsce na butlę tlenową i rzeczy osobiste pacjenta pod leżem
- **Materac zdejmowany** z uchwytami do przenoszenia pacjenta, dzięki czemu łatwiej przenieść chorego z wózka na łóżko szpitalne
- Pokrowiec na materac zmywalny oraz ognioodporny
- Wysięgnik kroplówki (opcja)
- Prowadnica na kasetę RTG (opcja)

Dane techniczne:

Długość całkowita	2100mm
Szerokość całkowita	840mm
Wymiary leża	1900 x 630mm
Obciążenie maks.	200kg
Regulacja wysokości	620-920 mm
Regulacja oparcia pleców	0 - 70°
Regulacja oparcia nóg	0 - 45°

Kolorystyka:

Stelaż

Tapicerka



Eres Medical Sp. z o.o.
Plouszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

RAL 7035
RAL 9006
RAL 9007
RAL 1015
RAL 5024
RAL 9005
RAL 9016
RAL 6018
RAL 1003
RAL 3002

		
B1	B3	B4
		
B5	B6	B7
		
B8	B9	B10
		
B11	B12	B22
		
B30	B31	B32