



Wózek inwalidzki 708D

Opis produktu

Najwyższa jakość jest wyznacznikiem stosowanych technologii do produkcji i montażu, potwierdzona przez certyfikowane instytuty w większości krajów europejskich.

- Nowy wygląd i kształt podłokietników czyni wózek nowoczesnym i estetycznym.
- Płyty boczne podłokietnika wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Wspaniale funkcjonujące, bardzo skuteczne hamulce oparte na systemie sprężynowym.
- Widełki plastikowe, wykonane z bardzo wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego,
- Koła tylne na szybkozłączce (standard pełne) .
- Kółka odbojwe zabezpieczają ściany przed porysowaniem i niszczeniem podczas jazdy w małych pomieszczeniach.
- Ciemna nylonowa tapicerka
- 6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika gwarantuje, że nie ulega ona wyginaniu i pękaniu-
- Obręcze kół - plastikowe lub szprychowe
- Dostępne w różnych szerokościach
- Max. obciążenie 120 kg.
- Waga całkowita 18-20 kg. (w zależności od szerokości siedziska)