



Wózek kąpielowy podnośnik WLH/E-140

Opis produktu

Wózek do kąpeli **WLH/E-140** często nazywany przez użytkowników „**wózek - podnośnik**” służy do przewozu pacjentów w pozycji leżącej.

Regulowana wysokość wózka kąpielowego-transportowego ułatwia podejmowanie pacjenta w różnych sytuacjach.

Zwarte podwozie znacznie usprawnia manewrowanie na sali chorych i w łazience.

Wózek do mycia pacjentów może stanowić „łóżko zastępcze” na czas porządkowania tego zasadniczego jak również być wykorzystany do mycia pod prysznicem.

Wyposażenie:

- materacyk
- podgłówek
- pasy mocujące lub odchylane poręcze
- podkład ułatwiający przesuwanie pacjenta (łatwoślizg)
- zmienna wysokość leżaka
- cztery koła z hamulcem

Wózek kąpielowy z wanną podnoszoną WPC-300/220 stanowi **zintegrowany system do higieny osobistej, transportu i hydroterapii osób niepełnosprawnych.**