

## Wózek kąpielowy sanitarny WSH/E-140



### Opis produktu

Wózek kąpielowy-sanitarny **WSH/E-140** do mycia osób w pozycji siedzącej to jeżdżące, podnoszone i opuszczane krzesło, w którym pacjent jest bezpiecznie i przy znikomym wysiłku obsługi umieszczany w wannie (również stacjonarnej po pewnym jej przygotowaniu). Bardzo praktyczny do mycia pod prysznicem. Wózek do kąpeli jest doceniany za wielofunkcyjność, w tym za możliwość zaspokajania potrzeb fizjologicznych osób długotrwale unieruchomionych na łóżku.

### Wyposażenie:

- mechanizm podnoszenia - hydrauliczny lub elektryczny
- odchylane poręcze
- podporę pod nogi
- naczynie sanitarne
- cztery koła z hamulcem

Wózek kąpielowy z wanną podnoszoną WPC-300/220 stanowi **zintegrowany system do higieny osobistej, transportu i hydroterapii osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych.**