



Wózek reanimacyjny MX EMG

Opis produktu

Akcesoria :

- regulowany wieszak na płyny infuzyjne
- obrotowa podstawa pod defibrylator
- płyta umożliwiająca przeprowadzenie RKO
- uchwyt na butlę z tlenem
- uchwyt na zużyte materiały - m.in. igły, strzykawki, probówki

Szuflady:

- samoczynne domykanie
- wymiary:
569mm x 398 mm x 76 mm

569mm x 398 mm x 155 mm

569 mm x 398 mm x 234 mm