



Zamknięty Obieg Wody ZOW (do aparatu Aquavibron)

Opis produktu

Zamknięty Obieg Wody ZOW daje możliwość przeprowadzania masażu przy użyciu urządzenia Aquavibron w sposób ekonomiczny i ekologiczny (mniejsze zużycie wody, mniejsza ilość ścieków).

Dane techniczne:

- napięcie: 230 V, 50 Hz
- Pobór mocy: 370 VA Klasa I, Typ B
- Wymiary (wys. x głęb. szer.): 74 x 49 x 73 cm
- Pojemność zbiornika: 20 l

ZOW dostępny jest w 2 wersjach kolorystycznych: biały i wenge.