



Zawieszenia sufitowe

Opis produktu

W kolumnach zasilających każdego rodzaju można zastosować zawieszenie zwieszakowe: pionowe stałe, pionowe z jedną osią obrotu, jedno lub dwuramiennie obrotowe w płaszczyźnie poziomej, jedno- lub dwuramiennie obrotowe z pionową regulacją wysokości położenia głowicy zasilającej. Długość zawieszenia, jak i zakres regulacji wysokości położenia głowicy zasilającej zależą od wysokości pomieszczenia. Natomiast długość ramion zależy od wielkości pomieszczenia i wyznaczonego obszaru działania urządzenia na wybranym zawieszeniu.