



Żel do ultradźwięków Żelpol

Opis produktu

Żel transmisyjny, przeznaczony do diagnostyki (USG, KTG) i terapii ultrasonograficznej (UD). Zalecany do stosowania ze wszystkimi typami głowic ultrasonograficznych (sektorowe, matrycowe liniowe i convex). Umożliwia uzyskanie czytelnych, klarownych, pozbawionych artefaktów obrazów ultrasonograficznych w klasycznych oraz nowych rodzajach obrazowania (3D/4D, tryby dopplerowskie - Power, PW, CW, obrazowanie harmoniczne i trapezoidalne, elastografia).

- przeznaczony do stosowania zewnętrznego
- wykonany jest na bazie wodnej, nie zawiera soli oraz innych substancji, które mogłyby niekorzystnie wpływać na żywotność głowicy ultrasonograficznej
- wykazuje wysoką odporność na wysychanie
- posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność żelu i brak spływania podczas badania
- posiada neutralny odczyn pH
- bezbarwny
- wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania ze skórą badanego i ubraniem)
- posiada niską tłumienność dla fal ultradźwiękowych

Opakowanie **500g**