



Zestaw do magnetostymulacji Viofor JPS System Classic

Opis produktu

Viofor JPS System Classic

Aparat do zabiegów impulsowych polem magnetycznym Viofor JPS System Classic jest przeznaczony do profilaktyki i leczenia głównie chorób przewlekłych.

Urządzenie **Viofor JPS System Classic** dedykowane jest zarówno do stosowania w placówkach medycznych jak i w warunkach domowych. Sprawdź właściwości aparatu!

Cechy:

- Magnetostymulacja w Systemie JPS
- Czas zabiegu ustawiony fabrycznie: 8 min/ 10 min/ 12 min
- Możliwość manualnej zmiany poziomu indukcji magnetycznej (intensywności) - poziomy od 0,5 do 12
- Wytwarza impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości w formie magnetostymulacji
- Współpracuje ze wszystkimi aplikatorami do magnetostymulacji
- Automatyczna zmiana kierunku pola magnetycznego (polaryzacji)

VIOFOR - proste w obsłudze i funkcjonalne urządzenie:

- intuicyjny interfejs,
- obudowa z specjalnym uchwytem ułatwiającym przenoszenie,
- tryb „stand-by” oszczędzający energię,
- zdalne sterowanie za pomocą pilota,
- automatyczna diagnostyką podłączonych aplikatorów,
- przystosowane do pracy w trybie ciągłym.

Zalety Systemu Viofor JPS:

- możliwość zabiegów na całe ciało- szeroki asortyment współpracujących aplikatorów
- aplikacja jest automatyczna – nie ma konieczności aktywnego udziału personelu przy zabiegu,
- szerokie możliwości zastosowania u pacjentów bez ograniczeń wiekowych (również dla dzieci i osób starszych)
- korzystne warunki BHP dla personelu - brak strefy niebezpiecznej i strefy zagrożenia
- zestawy przenośne do rehabilitacji środowiskowej (w torbach transportowych)