



Zestaw Laryngoskopowy Światłowodowy FO

Opis produktu

Zestaw Laryngoskopowy Światłowodowy FO XENON/HALOGEN - 2.5 V

Zestaw laryngoskopowy zgodny z normą ISO 7376: 2003, pasuje do uchwytów innych producentów oznaczonych zielonym paskiem: HEINE, RIESTER, WELCH ALLYN, MEDICON. Źródło światła halogenowego w uchwycie prowadzone przez bardzo szeroką wiązkę światłowodową (Ø 5,0 mm), żeby uzyskać zimne, jaśniejsze oświetlenie. Wszystkie wiązki FO można łatwo zdemontować przed procedurą sterylizacji, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić dłuższą trwałość.

Główne cechy:

- rękojeść z zielonym paskiem (pasuje do łyżek innych producentów, oznaczonych zielonym paskiem),
- rękojeść bateryjna C XENON/HALOGEN ze stali nierdzewnej,
- trzy łyżki Macintosh FO ze stali nierdzewnej o rozmiarach 2, 3 ,4,
- solidna walizka z tworzywa,
- autoklawowalny w temperaturze do 134°.